

Die definitive Antwort für Mobilität

Handbikes von Batec - Die umfassende Lösung für Ihre Mobilitätsprobleme:


- ✓ Machen Sie den Schritt von eingeschränkter zu **uneingeschränkter** Mobilität und werden Sie **unabhängig** und **proaktiv**.
- ✓ Genießen Sie die **2-in-1-Lösung**, ohne auf die Vorteile Ihres manuellen Rollstuhls verzichten zu müssen.
- ✓ **Überwinden Sie Hindernisse.**
- ✓ Unsere elektrischen Handbikes können Sie im **Handumdrehen** verankern: damit **ersparen Sie sich den Transfer!**
- ✓ Modelle für **Tetraplegiker** und **Menschen mit Hemiplegie** erhältlich.



Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot oder eine Demo an!



You CAN get used to being in a **wheelchair**



But not to giving up on

LIFE


www.batec-mobility.com

Rehab GmbH
Hertistrasse 29
8304 Wallisellen

044 821 67 57
rehab@rehabgmbh.ch
www.rehabgmbh.ch



BATEC
MOBILITY



BATEC MINI
der kleine großartige Batec

BATEC MINI, der kleine großartige Batec

Der **BATEC MINI** ist unser kompaktestes Handbike. Das Modell ist platzsparend entworfen. Die übliche Qualität und Zuverlässigkeit der Handbikes von **Batec** wird dabei keineswegs beeinträchtigt. Zu der serienmäßigen Ausstattung zählen Komponenten der neusten Generation, mit denen die Mobilität leichter fällt und mehr Spaß macht.



All-in-one-LCD-Bildschirm mit Geschwindigkeitseinstellung.



16" Reifen mit hervorragendem Grip und doppelwandiger Aluminiumfelgen in Schwarz.



Bürstenloser Hochleistungsmotor mit 250 rpm, 900 W, mit Rückwärtsgang.



Aluminium-Lenker in Mattschwarz mit Faltmechanismus für den Transport.



G&B-Lenker ohne Griffe für Tetraplegiker, optional.



Optional kann für Menschen mit Hemiplegie eine Monolever-Bremse rechts oder links am Lenker angebracht werden.



Mechanische Scheibenbremsen Avid BB5 und Aluminium-Bremsgriffe mit Feststellbremse.



700 Lumen Scheinwerfer mit Standlicht- und Fernlicht-Funktion.



LED-Doppelrücklicht am Ständer.



Die rechte Schutzkappe ist abnehmbar, für bequemen Austausch des Schlauchs oder Reifens.




Hupe.



USB-Ladeanschluss.

MAßE



FARBEN

