

CENTURO S2

4-Rad Elektromobil BESTELLFORMULAR

Firma:

Basispreis: **Centuro S2** | 6 km/h

Fr. 3'490.00, inkl. MwSt

Adresse:

Basispreis: **Centuro S2** | 10 km/h

Fr. 3'900.00, inkl. MwSt

Datum:

Max. Belastbarkeit 160 kg

Tel.

E-Mail:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	Fr.
Geschwindigkeit bis zu 6 km/h 10 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Reichweite ca. 30 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenfreiheit 80 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Hindernishöhe 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigfähigkeit 12° 21%	<input checked="" type="checkbox"/>
Wendekreis 1630 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Räder 10" Luftbereifung	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrwerksfederung vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsen elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Feststellbremse mechanisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonomischer Lenker	<input checked="" type="checkbox"/>
Armlehnen winkeleinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenksäule verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapitänssitz drehbar, höhenstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefenverstellung	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehne abklappbar	<input checked="" type="checkbox"/>



▼ Bitte ankreuzen

Motor und elektrische Daten	Fr.
Motor 6 km/h, 300 W, max. 3350 UPM	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor 10 km/h, 440 W, max. 4800 UPM	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2 x 12 V/55 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 5 A	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-Port	<input checked="" type="checkbox"/>
Cockpit mit LED Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Hupe	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel Anbau links	<input checked="" type="checkbox"/>
Beleuchtung gemäß StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>
Zulassung für Mitnahme im ÖPNV	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußmatte	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel Anbau rechts	98.00
Getränkehalter	<input checked="" type="checkbox"/>
Stockhalter	210.00
Regenabdeckung	210.00
Rahmenfarbe	
Weiss Anthrazit	<input type="checkbox"/>

Die angegebenen Masse unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis