

Rehab GmbH
Wallisellen



DÉAMBULATEUR CARBON

Le poids plume



DtGV | Deutsche Gesellschaft
für Verbraucherstudien mbH



DEUTSCHLANDS BESTE MARKEN

**TOP
QUALITÄT**

ROLLATOREN & GEHILFEN



Befragung 04/2024 zu 14 Herstellermarken
Auszeichnung: TOP 3, dtgv.de/11484

The logo for bescomedical, featuring the brand name in a sans-serif font with a small circular icon to the left containing three colored segments (yellow, red, blue).

CARBON

Déambulateur léger

COULEURS



PROPRIÉTÉS

- Très léger – le déambulateur en carbone pèse moins de 6 kg
- Grandes roues avant, câbles de frein encastrés dans le cadre et pneus increvables
- Les poignées sont réglables en hauteur à plusieurs niveaux
- Entièrement équipé : porte-canne, frein à main, réflecteurs, aide au basculement et sacoche amovible



Le déambulateur en carbone le plus léger du marché allemand

Confort et sécurité s'allient à une élégance pleine de style. Le déambulateur CARBON se distingue par son matériau particulier : le carbone, matériau composite à base de fibres de carbone extrêmement léger et pourtant extrêmement solide. Développé à l'origine pour l'aéronautique et l'aérospatiale, ce matériau high-tech est aujourd'hui utilisé dans le sport automobile, les casques de vélo et les équipements sportifs.

Avec un poids de seulement 5,7 kg (taille S, sans accessoires), le déambulateur offre un avantage décisif : une stabilité maximale pour un minimum d'effort.

Le CARBON léger dispose d'équipements aussi confortables que tous les autres déambulateurs de Besco Medical. L'assise rembourrée et

la large ceinture dorsale amovible assurent une assise confortable et détendue. Des caractéristiques pratiques comme un filet de transport spacieux avec fermeture éclair, des aides au basculement et un porte-canne facilitent le quotidien.

Grâce à ses grandes roues avant, le déambulateur offre une excellente sensation de direction et de conduite. Les poignées de poussée ergonomiques ainsi que les poignées de frein faciles à manipuler avec câbles de frein internes garantissent en outre un haut niveau de sécurité.

Atout supplémentaire : le déambulateur CARBON se plie de manière compacte et se range facilement dans le coffre de la voiture, dans le train ou dans l'avion.

DIMENSIONS ET POIDS

	Small	Medium	Large
Largeur d'assise	45 cm	45 cm	45 cm
Hauteur d'assise	52 cm	60 cm	60 cm
Hauteur totale	83 - 91,5 cm	87,5 - 96,5 cm	93,5 - 106,5 cm
Largeur totale	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Longueur totale	70 cm	70 cm	70 cm
Poids à vide	5,7 kg	5,8 kg	5,9 kg
Charge maximale	136 kg	136 kg	136 kg
Dimensions plié	70 x 25 x 84 cm	70 x 25 x 89 cm	70 x 25 x 95 cm

Déambulateur CARBONE

Rehab GmbH

Hertistrasse 29 | 8304 Wallisellen | Tel.: +41 44 821 67 57 | Mail: rehab@rehabgmbh.ch | www.rehabgmbh.ch

Commission Contact

ADRESSE DE FACTURATION

Numéro de client

Rue et numéro

Complément d'adresse

NPA et caité

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

Numéro de client

Rue et numéro

Complément d'adresse

NPA et caité

Désignation	Couleur	Réf.	Hauteur d'assise	Hauteur totale	Prix de vente conseillé	Qté
Carbon Small	Bordeauxrot	70-49-4-70	52 cm	81-91,5 cm		—
Carbon Medium	Bordeauxrot	70-52-4-70	60 cm	87,5-96,5 cm		—
Carbon Large	Bordeauxrot	70-60-4-70	60 cm	93,5-106,5 cm		—
Carbon Small	Saphirblau	70-49-5-70	52 cm	81-91,5 cm		—
Carbon Medium	Saphirblau	70-52-5-70	60 cm	87,5-96,5 cm		—
Carbon Large	Saphirblau	70-60-5-70	60 cm	93,5-106,5 cm		—
Carbon Small	Graphitgrau	70-49-9-70	52 cm	81-91,5 cm		—
Carbon Medium	Graphitgrau	70-52-9-70	60 cm	87,5-96,5 cm		—
Carbon Large	Graphitgrau	70-60-9-70	60 cm	93,5-106,5 cm		—

ACCESSOIRES

Désignation	Réf.	Prix de vente conseillé	Qté
Parasol et parapluie, support inclus (parapluie : 100 cm) noir	RZ-1000		—
Parasol et parapluie, support inclus (parapluie : 100 cm) bleu	RZ-1000bl		—
Porte-boisson pour les modèles S et L	RZ-1010		—
Cadenas, support inclus (longueur du câble : 90 cm)	RZ-1030		—

EQUIPEMENT DE BASE

Déambulateur léger avec charge d'utilisateur de 136 kg

- Roues 9,5" et 8" (anti-crevaison)
- Poignées de poussée réglables en hauteur
- Sangle d'assise et dorsale (rembourrée)
- Filet de transport
- Porte-canne
- Aides au basculement
- Mode d'emploi

Date, cachet, signature

Tous les prix incluent la TVA à 8,1 % / sous réserve de modifications