

Rehab GmbH
Wallisellen



CARBON ROLLATOR

Das Leichtgewicht



DtGV | Deutsche Gesellschaft
für Verbraucherstudien mbH



DEUTSCHLANDS BESTE MARKEN

**TOP
QUALITÄT**

ROLLATOREN & GEHILFEN



Befragung 04/2024 zu 14 Herstellermarken
Auszeichnung: TOP 3, dtgv.de/11484

The logo for bescomedical, featuring the brand name in a sans-serif font with a colorful circular icon to the left.

CARBON

Leichtgewicht Rollator

FARBEN



EIGENSCHAFTEN

- Sehr leicht - der Rollator aus Carbon wiegt unter 6kg
- Große Vorderräder, im Rahmen verlegte Bremszüge und pannensichere Bereifung
- Die Griffe sind mehrfach höhenverstellbar
- Komplett ausgestattet: Gehstockhalter, Feststellbremse, Reflektoren, Ankipphilfe und abnehmbare Tasche



Der leichteste Carbon Rollator auf dem deutschen Markt

Komfort und Sicherheit vereinen sich mit stilvoller Eleganz. Der CARBON Rollator besticht durch seinen besonderen Werkstoff: Carbon, ein extrem leichter und dennoch äußerst robuster Kohlefaserverbundstoff. Ursprünglich für die Luft- und Raumfahrt entwickelt, findet dieses Hightech-Material heute Anwendung im Rennsport, bei Fahrradhelmen und in Sportgeräten.

Mit einem Gewicht von nur 5,7 kg (Größe S, ohne Zubehör) bietet der Rollator einen entscheidenden Vorteil: maximale Stabilität bei minimalem Kraftaufwand.

Der leichte CARBON ist genauso komfortabel ausgestattet wie alle anderen Rollatoren von Besco Medical. Die gepolsterte Sitzfläche und

der breite, abnehmbare Rückengurt sorgen für ein bequemes und entspanntes Sitzen. Praktische Features wie eine geräumige Netztasche mit Reißverschluss, Ankipphilfen und ein Stockhalter erleichtern den Alltag.

Dank der großen Vorderräder bietet der Rollator ein hervorragendes Lenk- und Fahrgefühl. Die ergonomischen Schiebegriffe sowie die leichtgängigen Bremsgriffe mit innenliegenden Bremszügen garantieren zusätzlich ein hohes Maß an Sicherheit.

Ein weiteres Plus: Der CARBON Rollator lässt sich kompakt zusammenklappen und passt problemlos in den Kofferraum, in die Bahn oder ins Flugzeug.

ABMESSUNGEN & GEWICHTE

	Small	Medium	Large
Sitzbreite	45 cm	45 cm	45 cm
Sitzhöhe	52 cm	60 cm	60 cm
Gesamthöhe	83 - 91,5 cm	87,5 - 96,5 cm	93,5 - 106,5 cm
Gesamtbreite	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Gesamtlänge	70 cm	70 cm	70 cm
Leergewicht	5,7 kg	5,8 kg	5,9 kg
Maximale Belastung	136 kg	136 kg	136 kg
Faltmaß	70 x 25 x 84 cm	70 x 25 x 89 cm	70 x 25 x 95 cm

ROLLATOR CARBON

Rehab GmbH

Hertistrasse 29 | 8304 Wallisellen | Tel.: +41 44 821 67 57 | Mail: rehab@rehabgmbh.ch | www.rehabgmbh.ch

Kommission

Ansprechpartner

RECHNUNGSANSCHRIFT

Kundennummer

Strasse und Hausnummer

Adresszusatz

PLZ und Ort

LIEFERANSCHRIFT (Falls abweichend)

Kundennummer

Strasse und Hausnummer

Adresszusatz

PLZ und Ort

Bezeichnung	Farbe	Art. Nr.	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Grundpreis UVP	Stck.
Carbon Small	Bordeauxrot	70-49-4-70	52 cm	81-91,5 cm		—
Carbon Medium	Bordeauxrot	70-52-4-70	60 cm	87,5-96,5 cm		—
Carbon Large	Bordeauxrot	70-60-4-70	60 cm	93,5-106,5 cm		—
Carbon Small	Saphirblau	70-49-5-70	52 cm	81-91,5 cm		—
Carbon Medium	Saphirblau	70-52-5-70	60 cm	87,5-96,5 cm		—
Carbon Large	Saphirblau	70-60-5-70	60 cm	93,5-106,5 cm		—
Carbon Small	Graphitgrau	70-49-9-70	52 cm	81-91,5 cm		—
Carbon Medium	Graphitgrau	70-52-9-70	60 cm	87,5-96,5 cm		—
Carbon Large	Graphitgrau	70-60-9-70	60 cm	93,5-106,5 cm		—

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Art. Nr.	Grundpreis UVP	Stck.
Sonnen- und Regenschirm, inkl. Halterung (Schirm: 100cm) schwarz	RZ-1000		—
Sonnen- und Regenschirm, inkl. Halterung (Schirm: 100cm) blau	RZ-1000bl		—
Getränkehalter für Modelle S und L	RZ-1010		—
Schloss inkl. Halterung (Kabellänge: 90cm)	RZ-1030		—

GRUNDAUSSTATTUNG

Leichtgewichtrollator mit 136 kg Benutzerlast

- Räder 9,5" und 8" (pannensicher)
- Schiebegriffe mehrfach höhenverstellbar
- Sitz- und Rückengurt (gepolstert)
- Netztasche
- Stockhalter
- Beidseitige Ankipphilfen
- Gebrauchsanweisung

Datum, Stempel, Unterschrift

Alle Preise inkl. 8.1 % MwSt / Änderungen vorbehalten