

Rehab GmbH  
Wallisellen



# DÉAMBULATEUR SPRING VARIO

Le déambulateur hybride



DtGV | Deutsche Gesellschaft  
für Verbraucherstudien mbH



DEUTSCHLANDS BESTE MARKEN

**TOP  
QUALITÄT**

ROLLATOREN & GEHHILFEN



Befragung 04/2024 zu 14 Herstellermarken  
Auszeichnung: TOP 3, dtgv.de/11484



# SPRING VARIO

Déambulateur hybride

## COULEURS



## PROPRIÉTÉS

- Grandes roues directionnelles pour une conduite agréable
- Repose-pieds rabattables et ceinture dorsale pivotante
- Suspension supplémentaire dans le cadre pour le confort sur les chemins accidentés
- Incluant siège confortable, porte-canne et filet de transport



## Retirer les repose-jambes et rabattre la ceinture dorsale – ainsi, ils restent mobiles ensemble

Le pack d'accessoires VARIO ajoute une fonctionnalité de fauteuil de transport au déambulateur léger SPRING – idéal pour les personnes qui ont du mal à marcher longtemps en dépit de leur aide à la marche, mais qui n'ont pas encore besoin d'un fauteuil roulant. Avec la ceinture dorsale rabattable et le repose-jambes relevable, le pack VARIO offre une position de repos confortable pour les jambes et les pieds. Si nécessaire, une personne accompagnatrice peut pousser le déambulateur comme une chaise de transport.

Lorsque les repose-jambes ne sont pas utilisés, il suffit de les relever et de les ranger sur le déambulateur pour gagner de la place sans compromettre la maniabilité. Grâce à l'utilisation de l'aluminium, le poids total demeure léger et maniable. Le déambulateur SPRING avec le pack d'accessoires VARIO combine idéalement fonctionnalité, stabilité et confort.



## DIMENSIONS ET POIDS

	Small	Medium	Large
Largeur d'assise	45 cm	45 cm	45 cm
Hauteur d'assise	52 cm	56 cm	60 cm
Hauteur totale	83 - 91,5 cm	88,5 - 101 cm	91,5 - 103,5 cm
Largeur totale	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Longueur totale	71 cm	71 cm	71 cm
Poids à vide	7,5 kg	7,6 kg	7,7 kg
Charge maximale	136 kg	136 kg	136 kg
Dimensions plié	70 x 27 x 85 cm	70 x 27 x 91 cm	70 x 27 x 96 cm

## Déambulateur SPRING

**Rehab GmbH**

Hertistrasse 29 | 8304 Wallisellen | Tel.: +41 44 821 67 57 | Mail: rehab@rehabgmbh.ch | www.rehabgmbh.ch

Commission	Contact
<b>ADRESSE DE FACTURATION</b>	<b>ADRESSE DE LIVRAISON</b> (si différente)
Numéro de client	Numéro de client
Rue et numéro	Rue et numéro
Complément d'adresse	Complément d'adresse
NPA et localité	NPA et localité

**SPRING VARIO HMV-N°: 10.50.04.1198**

Désignation	Couleur	Ref.	Hauteur d'assise	Hauteur totale	Prix de vente conseillé	Qté
Spring Small	Cappuccino	72-49-1-VA	52 cm	83-91,5 cm		—
Spring Medium	Cappuccino	72-52-1-VA	56 cm	88,5-101 cm		—
Spring Large	Cappuccino	72-60-1-VA	60 cm	91,5-103,5 cm		—
Spring Small	Bordeauxrot	72-49-4-VA	52 cm	83-91,5 cm		—
Spring Medium	Bordeauxrot	72-52-4-VA	56 cm	88,5-101 cm		—
Spring Large	Bordeauxrot	72-60-4-VA	60 cm	91,5-103,5 cm		—
Spring Small	Polarweiß	72-49-6-VA	52 cm	83-91,5 cm		—
Spring Medium	Polarweiß	72-52-6-VA	56 cm	88,5-101 cm		—
Spring Large	Polarweiß	72-60-6-VA	60 cm	91,5-103,5 cm		—
Spring Small	Jadegrün	72-49-7-VA	52 cm	83-91,5 cm		—
Spring Medium	Jadegrün	72-52-7-VA	56 cm	88,5-101 cm		—
Spring Large	Jadegrün	72-60-7-VA	60 cm	91,5-103,5 cm		—
Spring Small	Graphitgrau	72-49-8-VA	52 cm	83-91,5 cm		—
Spring Medium	Graphitgrau	72-52-8-VA	56 cm	88,5-101 cm		—
Spring Large	Graphitgrau	72-60-8-VA	60 cm	91,5-103,5 cm		—

**ACCESSECOIRES**

Désignation	Réf.	Prix de vente conseillé	Qté
Parasol et parapluie, support inclus (parapluie : 100 cm) noir	RZ-1000		—
Parasol et parapluie, support inclus (parapluie : 100 cm) bleu	RZ-1000bl		—
Porte-boisson	RZ-1010		—
Cadenas, support inclus (longueur du câble : 90 cm)	RZ-1030		—

**ÉQUIPEMENT DE BASE**

**Déambulateur hybride avec charge d'utilisateur de 136 kg**

- Roues 9,5" et 8" (anti-crevaison)
- Poignées de poussée réglables en hauteur à plusieurs niveaux
- Sangle d'assise et dorsale (rembourrée)
- Filet de transport
- orte-ae
- Frein à main amélioré
- Aides au basculement bilatérales
- Mode d'emploi
- Repose-pieds VARIO
- Ceinture dorsale VARIO