

Rehab GmbH  
Wallisellen



## SPRING VARIO ROLLATOR

Der Hybrid-Rollator



DtGV | Deutsche Gesellschaft  
für Verbraucherstudien mbH



DEUTSCHLANDS BESTE MARKEN

**TOP  
QUALITÄT**

ROLLATOREN & GEHHILFEN



Befragung 04/2024 zu 14 Herstellermarken  
Auszeichnung: TOP 3, dtgv.de/11484



# SPRING VARIO

Hybrid Rollator

## FARBEN



## EIGENSCHAFTEN

- Große Lenkräder für ein angenehmes Fahrgefühl
- Klappbare Fußstützen und schwenkbarer Rückengurt
- Zusätzliche Federung im Rahmen für Komfort auf unebenen Wegen
- Inkl. komfortablem Sitz, Stockhalter und Netztasche



## Beinstützen aus- und Rückengurt umklappen – so bleiben sie gemeinsam mobil

Das Zubehörpaket VARIO erweitert den Leichtgewichtrollator SPRING um eine Transportstuhl-Funktionalität – ideal für Personen, denen längeres Gehen trotz Gehhilfe schwerfällt, die jedoch noch keinen Rollstuhl benötigen. Mit dem umklappbaren Rückengurt und der hochschwenkbaren Beinstützen bietet das VARIO Paket eine komfortable Ruheposition für Beine und Füße. Bei Bedarf kann eine Begleitperson den Rollator wie einen Transportstuhl schieben.

Wenn die Beinstützen nicht verwendet werden, können sie einfach hochgeklappt und platzsparend am Rollator verstaut werden, ohne die Wendigkeit zu beeinträchtigen. Durch den Einsatz von Aluminium bleibt das Gesamtgewicht leicht und handlich. Der Rollator SPRING mit VARIO-Zubehörpaket kombiniert Funktionalität, Stabilität und Komfort in idealer Weise.



## ABMESSUNGEN & GEWICHTE

	Small	Medium	Large
<b>Sitzbreite</b>	45 cm	45 cm	45 cm
<b>Sitzhöhe</b>	52 cm	56 cm	60 cm
<b>Gesamthöhe</b>	83 - 91,5 cm	88,5 - 101 cm	91,5 - 103,5 cm
<b>Gesamtbreite</b>	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
<b>Gesamtlänge</b>	71 cm	71 cm	71 cm
<b>Leergewicht</b>	7,5 kg	7,6 kg	7,7 kg
<b>Maximale Belastung</b>	136 kg	136 kg	136 kg
<b>Faltmaß</b>	70 x 27 x 85 cm	70 x 27 x 91 cm	70 x 27 x 96 cm

## ROLLATOR SPRING VARIO

**Rehab GmbH**

Hertistrasse 29 | 8304 Wallisellen | Tel.: +41 44 821 67 57 | Mail: rehab@rehabgmbh.ch | www.rehabgmbh.ch

 \_\_\_\_\_  
 Kommission

 \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner

**RECHNUNGSANSCHRIFT**
**LIEFERANSCHRIFT** (Falls abweichend)

 \_\_\_\_\_  
 Kundennummer

 \_\_\_\_\_  
 Kundennummer

 \_\_\_\_\_  
 Straße und Hausnummer

 \_\_\_\_\_  
 Straße und Hausnummer

 \_\_\_\_\_  
 Adresszusatz

 \_\_\_\_\_  
 Adresszusatz

 \_\_\_\_\_  
 PLZ und Ort

 \_\_\_\_\_  
 PLZ und Ort

**SPRING VARIO HMV-NR.: 10.50.04.1198**

Bezeichnung	Farbe	Art. Nr.	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Grundpreis UVP	Stck.
Spring Small	Cappuccino	72-49-1-VA	52 cm	83-91,5 cm		—
Spring Medium	Cappuccino	72-52-1-VA	56 cm	88,5-101 cm		—
Spring Large	Cappuccino	72-60-1-VA	60 cm	91,5-103,5 cm		—
Spring Small	Bordeauxrot	72-49-4-VA	52 cm	83-91,5 cm		—
Spring Medium	Bordeauxrot	72-52-4-VA	56 cm	88,5-101 cm		—
Spring Large	Bordeauxrot	72-60-4-VA	60 cm	91,5-103,5 cm		—
Spring Small	Polarweiß	72-49-6-VA	52 cm	83-91,5 cm		—
Spring Medium	Polarweiß	72-52-6-VA	56 cm	88,5-101 cm		—
Spring Large	Polarweiß	72-60-6-VA	60 cm	91,5-103,5 cm		—
Spring Small	Jadegrün	72-49-7-VA	52 cm	83-91,5 cm		—
Spring Medium	Jadegrün	72-52-7-VA	56 cm	88,5-101 cm		—
Spring Large	Jadegrün	72-60-7-VA	60 cm	91,5-103,5 cm		—
Spring Small	Graphitgrau	72-49-8-VA	52 cm	83-91,5 cm		—
Spring Medium	Graphitgrau	72-52-8-VA	56 cm	88,5-101 cm		—
Spring Large	Graphitgrau	72-60-8-VA	60 cm	91,5-103,5 cm		—

**ZUBEHÖR**

Bezeichnung	Art. Nr.	Grundpreis UVP	Stck.
Sonnen- und Regenschirm, inkl. Halterung (Schirm: 100cm) schwarz	RZ-1000		—
Sonnen- und Regenschirm, inkl. Halterung (Schirm: 100cm) blau	RZ-1000bl		—
Getränkehalter	RZ-1010		—
Schloss inkl. Halterung (Kabellänge: 90cm)	RZ-1030		—

**GRUNDAUSSTATTUNG**
**Hybrid Rollator mit 136 kg Benutzerlast**

- Räder 9,5" und 8" (pannensicher)
- Schiebegriffe mehrfach höhenverstellbar
- Sitz- und Rückengurt (gepolstert)
- Netztasche
- Stockhalter
- Verbesserte Feststellbremse
- Beidseitige Ankipphilfen
- Gebrauchsanweisung
- Fusstützen VARIO
- Rückengurt VARIO