

Rehab GmbH
Wallisellen



DÉAMBULATEUR SPRING

Original avec la suspension rouge



DtGV | Deutsche Gesellschaft
für Verbraucherstudien mbH



DEUTSCHLANDS BESTE MARKEN

**TOP
QUALITÄT**

ROLLATOREN & GEHILFEN



Befragung Q4/2024 zu 14 Herstellermarken
Auszeichnung: TOP 3, dtgv.de/11484



SPRING & SPRING XL


Le déambulateur idéal pour le quotidien

COULEURS*



PROPRIÉTÉS

- Roues increvables 9,5" et 8"
- Poignées de poussée réglables en hauteur à plusieurs niveaux
- Ceinture d'assise et dorsale rembourrée de haute qualité
- Filet de transport et porte-canne
- Frein à main amélioré
- Aides au basculement bilatérales



* Le Spring XL-S est uniquement disponible en gris graphite et le XL-L uniquement en gris graphite et rouge bordeaux.

Les suspensions en spirale associées aux fourches oscillantes facilitent la direction et offrent une meilleure sensation de conduite

Un déambulateur doit être sûr et confortable – mais le déambulateur léger SPRING offre bien davantage. Outre la sécurité et le confort, il se distingue par sa conception bien pensée, ses multiples possibilités d'utilisation et le choix de matériaux de qualité, ce qui est particulièrement utile aux personnes à mobilité réduite.

Le déambulateur moderne en aluminium SPRING convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur et se plie sans effort grâce à un mécanisme de pliage avec bande de préhension sur l'assise rembourrée. La ceinture dorsale large, amovible et rembourrée ainsi que le grand filet de transport amovible avec fond solide et fermeture éclair offrent un confort supplémentaire. Un porte-canne est également inclus dans la livraison. Une fois plié, le

SPRING est extrêmement peu encombrant et se range facilement dans le coffre d'une voiture ou de manière compacte dans un rangement

à la maison. Les grandes roues directionnelles modernes assurent une conduite souple, encore optimisée par les deux suspensions en spirale et les fourches oscillantes. Les poignées de poussée ergonomiques et les aides au basculement au ras du sol aident en outre à franchir les obstacles en toute sécurité, ce qui rend le déambulateur idéal même pour les personnes à la démarche incertaine. Les réflecteurs à l'avant et à l'arrière offrent une sécurité supplémentaire dans la circulation routière.

Le SPRING se caractérise par des éléments de suspension rouges très visibles, qui assurent un amortissement supplémentaire des chocs. Le SPRING est disponible en trois tailles et dispose de poignées de poussée réglables en hauteur. La capacité de charge maximale est de 136 kg ou 240 kg pour le SPRING XL.

DIMENSIONS ET POIDS

| | Small | Medium | Large | XL-S | XL-L |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| Largeur d'assise | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 58 cm | 58 cm |
| Hauteur d'assise | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 52 cm | 60 cm |
| Hauteur totale | 83-91,5 cm | 88,5-101 cm | 91,5-103,5 cm | 83,5-92,5 cm | 92-104 cm |
| Largeur totale | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | 71,5 cm | 1,5 cm |
| Longueur totale | 71 cm | 71 cm | 71 cm | 71 cm | 71 cm |
| Poids à vide | 7,5 kg | 7,6 kg | 7,7 kg | 8,4 kg | 8,5 kg |
| Capacité de charge max. | 136 kg | 136 kg | 136 kg | 240 kg | 240 kg |
| Dimensions plié | 70x27x85 cm | 70x27x91 cm | 70x27x96 cm | 70x27x92 cm | 70x27x96 cm |

ROLLATOR SPRING / SPRING XL

Rehab GmbH

Hertistrasse 29 | 8304 Wallisellen | Tel.: +41 44 821 67 57 | Mail: rehab@rehabgmbh.ch | www.rehabgmbh.ch

Commission Contact

ADRESSE DE FACTURATION

Numéro de client

Rue et numéro

Complément d'adresse

NPA et caité

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

Numéro de client

Rue et numéro

Complément d'adresse

NPA et caité

SPRING HMV-N° 10.50.04.1198

| Désignation | Couleur | Ref | Hauteur d'assise | Hauteur totale | Prix de vente conseillé | Qté |
|---------------|-------------|------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| Spring Small | Cappuccino | 72-49-1-70 | 52 cm | 83-91,5 cm | | — |
| Spring Medium | Cappuccino | 72-52-1-70 | 56 cm | 88,5-101 cm | | — |
| Spring Large | Cappuccino | 72-60-1-70 | 60 cm | 91,5-103,5 cm | | — |
| Spring Small | Bordeauxrot | 72-49-4-70 | 52 cm | 83-91,5 cm | | — |
| Spring Medium | Bordeauxrot | 72-52-4-70 | 56 cm | 88,5-101 cm | | — |
| Spring Large | Bordeauxrot | 72-60-4-70 | 60 cm | 91,5-103,5 cm | | — |
| Spring Small | Polarweiß | 72-49-6-70 | 52 cm | 83-91,5 cm | | — |
| Spring Medium | Polarweiß | 72-52-6-70 | 56 cm | 88,5-101 cm | | — |
| Spring Large | Polarweiß | 72-60-6-70 | 60 cm | 91,5-103,5 cm | | — |
| Spring Small | Jadegrün | 72-49-7-70 | 52 cm | 83-91,5 cm | | — |
| Spring Medium | Jadegrün | 72-52-7-70 | 56 cm | 88,5-101 cm | | — |
| Spring Large | Jadegrün | 72-60-7-70 | 60 cm | 91,5-103,5 cm | | — |
| Spring Small | Graphitgrau | 72-49-8-70 | 52 cm | 83-91,5 cm | | — |
| Spring Medium | Graphitgrau | 72-52-8-70 | 56 cm | 88,5-101 cm | | — |
| Spring Large | Graphitgrau | 72-60-8-70 | 60 cm | 91,5-103,5 cm | | — |

SPRING XL HMV-N° 10.50.04.2016

| Désignation | Couleur | Réf. | Hauteur d'assise | Hauteur totale | Prix de vente conseillé | Qté |
|-------------|-------------|------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| Spring XL-L | Bordeauxrot | 73-60-4-70 | 60 cm | 92-104 cm | | — |
| Spring XL-S | Graphitgrau | 73-49-8-70 | 52 cm | 83,5-92,5 cm | | — |
| Spring XL-L | Graphitgrau | 73-60-8-70 | 60 cm | 92-104 cm | | — |

ACCESOIRES

| Désignation | Réf. | Prix de vente conseillé | Qté |
|--|-----------|-------------------------|-----|
| Parasol et parapluie, support inclus (parapluie : 100 cm) noir | RZ-1000 | | — |
| Parasol et parapluie, support inclus (parapluie : 100 cm) bleu | RZ-1000bl | | — |
| Porte-boisson pour les modèles S et L | RZ-1010 | | — |
| Cadenas, support inclus (longueur du câble : 90 cm) | RZ-1030 | | — |