



Rehab GmbH  
Wallisellen



# DÉAMBULATEUR SPRING CROSS COUNTRY

Le SUV parmi les  
déambulateurs

DtGV | Deutsche Gesellschaft  
für Verbraucherstudien mbH



DEUTSCHLANDS BESTE MARKEN

**TOP  
QUALITÄT**

ROLLATOREN & GEHILFEN



Befragung 04/2024 zu 14 Herstellermarken  
Auszeichnung: TOP 3, dtgv.de/11484

besco  
medical



# SPRING CROSS COUNTRY

Déambulateur d'extérieur

## COULEURS



## PROPRIÉTÉS

- Grandes roues profilées pour l'effet SUV
- Suspension supplémentaire dans le cadre pour un confort extrême sur les chemins accidentés
- Les poignées sont réglables en hauteur à plusieurs niveaux
- Entièrement équipé : porte-canne, frein à main, aide au basculement et sacoche amovible réflecteurs



## Le déambulateur idéal pour les personnes qui aiment se déplacer à l'extérieur.

Le SPRING CROSS COUNTRY est le modèle d'extérieur de notre série de déambulateurs SPRING éprouvée . Il offre un confort d'amortissement supplémentaire grâce à la suspension marquante dans le cadre . Spécialement conçu pour les amoureux de la nature, il séduit par ses grands pneus creux en PU de 30 cm qui compensent en douceur les aspérités et absorbent les chocs – idéal pour les promenades décontractées dans la nature.

L'équipement comprend des freins à disque puissants qui ne se contentent pas d'apporter une touche de modernité , mais qui s'avèrent également fiables dans des conditions boueuses.

Fabriqué en aluminium , ce déambulateur convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Grâce à son mécanisme de pliage pratique , il se replie facilement et rapidement par la bande de préhension de l'assise rembourrée.

Le SPRING CROSS COUNTRY est disponible en plusieurs couleurs et offre une capacité de charge maximale de 136 kg. L'équipement standard comprend une large ceinture dorsale amovible pour s'asseoir et se reposer confortablement , ainsi qu'un grand filet de transport avec fermeture éclair, réflecteurs et fond stable. Un porte-canne discret avec partie supérieure et inférieure complète les accessoires et fait de ce déambulateur le compagnon parfait pour tous ceux qui souhaitent se déplacer confortablement à l'extérieur également.

## DIMENSIONS ET POIDS

	Medium
Largeur d'assise	45 cm
Hauteur d'assise	56 cm
Hauteur totale	90 - 102 cm
Largeur totale	66 cm
Longueur totale	77 cm
Poids à vide	9,3 kg
Charge maximale	136 kg
Dimensions plié	77 x 28 x 93 cm

## DÉAMBULATEUR SPRING CROSS COUNTRY

**Rehab GmbH**

Hertistrasse 29 | 8304 Wallisellen | Tel.: +41 44 821 67 57 | Mail: rehab@rehabgmbh.ch | www.rehabgmbh.ch

Commission	Contact
------------	---------

**ADRESSE DE FACTURATION**

**ADRESSE DE LIVRAISON** (si différente)

Numéro de client	Numéro de client
Rue et numéro	Rue et numéro
Complément d'adresser	Complément d'adresser
NPA et caité	NPA et caité

**SPRING CROSS COUNTRY HMV-N°: 10.50.04.1244**

Désignation	Couleur	Réf.	Hauteur d'assise	Hauteur totale	Prix de vente conseillé	Qté
Spring CC Medium	Bordeauxrot	61-52-4-10	56 cm	90-102 cm		—
Spring CC Medium	Jadegrün	61-52-7-10	56 cm	90-102 cm		—
Spring CC Medium	Graphitgrau	61-52-8-10	56 cm	90-102 cm		—

**ACCESOIRES**

Désignation	Réf.	Prix de vente conseillé	Qté
Parasol et parapluie, support inclus (parapluie : 100 cm) noir	RZ-1000		—
Parasol et parapluie, support inclus (parapluie : 100 cm) bleu	RZ-1000bl		—
Porte-boisson	RZ-1010		—
Cadenas, support inclus (longueur du câble : 90 cm)	RZ-1030		—

**EQUIPEMENT DE BASE**

**Déambulateur léger avec charge d'utilisateur de 136 kg**

- Roues 9,5" et 8" (anti-crevaison)
- Poignées de poussée réglables en hauteur à plusieurs niveaux
- Sangle d'assise et dorsale (rembourrée)
- Filet de transport
- Porte-canne
- Frein à main intégré
- Aides au basculement bilatérales
- Mode d'emploi