



Rehab GmbH  
Wallisellen



## SPRING CROSS COUNTRY ROLLATOR

Der SUV unter den Rollatoren

DtGV | Deutsche Gesellschaft  
für Verbraucherstudien mbH



DEUTSCHLANDS BESTE MARKEN

**TOP  
QUALITÄT**

ROLLATOREN & GEHILFEN



Befragung 04/2024 zu 14 Herstellermarken  
Auszeichnung: TOP 3, dtgv.de/11484

besco  
medical



# SPRING CROSS COUNTRY

Outdoor Rollator

## FARBEN



## EIGENSCHAFTEN

- Große Räder mit Profil für den SUV-Effekt
- Zusätzliche Federung im Rahmen für extra Komfort auf unebenen Wegen
- Die Griffe sind mehrfach höhenverstellbar
- Komplett ausgestattet: Gehstockhalter, Feststellbremse, Reflektoren, Ankipphilfe und abnehmbare Tasche



## Der ideale Rollator für Personen, die gerne auch draußen unterwegs sind

Der SPRING CROSS COUNTRY ist das Outdoor-Modell unserer bewährten SPRING-Rollatorserie und bietet dank der markanten Feder im Rahmen zusätzlichen Dämpfungskomfort. Speziell für Naturliebhaber konzipiert, überzeugt er mit großen 30 cm PU-Hohlkammerreifen, die Unebenheiten sanft ausgleichen und Stöße absorbieren – ideal für entspannte Spaziergänge im Gelände.

Zur Ausstattung gehören kraftvolle Scheibenbremsen, die nicht nur für eine moderne Optik sorgen, sondern auch bei matschigen Bedingungen zuverlässig zupacken. Hergestellt aus Aluminium, ist dieser Rollator sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet. Durch den

praktischen Faltmechanismus lässt er sich bequem und schnell am Griffband der gepolsterten Sitzfläche zusammenklappen.

Der SPRING CROSS COUNTRY ist in verschiedenen Farben erhältlich und bietet eine maximale Belastbarkeit von 136 kg. Zur Standardausstattung gehören ein breiter, abnehmbarer Rückengurt für bequemes Sitzen und Ausruhen sowie eine große Netztasche mit Reißverschluss, Reflektoren und stabilem Boden. Ein dezenter Stockhalter mit Ober- und Unterteil rundet das Zubehör ab und macht diesen Rollator zum perfekten Begleiter für alle, die auch draußen komfortabel unterwegs sein möchten.

## ABMESSUNGEN & GEWICHTE

	Medium
Sitzbreite	45 cm
Sitzhöhe	56 cm
Gesamthöhe	90 - 102 cm
Gesamtbreite	66 cm
Gesamtlänge	77 cm
Leergewicht	9,3 kg
Maximale Belastung	136 kg
Faltmaß	77 x 28 x 93 cm

# ROLLATOR SPRING CROSS COUNTRY

**Rehab GmbH**

Hertistrasse 29 | 8304 Wallisellen | Tel.: +41 44 821 67 57 | Mail: rehab@rehabgmbh.ch | www.rehabgmbh.ch

 \_\_\_\_\_  
 Kommission

 \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner

**RECHNUNGSANSCHRIFT**
**LIEFERANSCHRIFT** (Falls abweichend)

 \_\_\_\_\_  
 Kundennummer

 \_\_\_\_\_  
 Kundennummer

 \_\_\_\_\_  
 Straße und Hausnummer

 \_\_\_\_\_  
 Straße und Hausnummer

 \_\_\_\_\_  
 Adresszusatz

 \_\_\_\_\_  
 Adresszusatz

 \_\_\_\_\_  
 PLZ und Ort

 \_\_\_\_\_  
 PLZ und Ort

**SPRING CROSS COUNTRY HMV-NR.: 10.50.04.1244**

Bezeichnung	Farbe	Art. Nr.	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Grundpreis UVP	Stck.
Spring CC Medium	Bordeauxrot	61-52-4-10	56 cm	90-102 cm		—
Spring CC Medium	Jadegrün	61-52-7-10	56 cm	90-102 cm		—
Spring CC Medium	Graphitgrau	61-52-8-10	56 cm	90-102 cm		—

**ZUBEHÖR**

Bezeichnung	Art. Nr.	Grundpreis UVP	Stck.
Sonnen- und Regenschirm, inkl. Halterung (Schirm: 100cm) schwarz	RZ-1000		—
Sonnen- und Regenschirm, inkl. Halterung (Schirm: 100cm) blau	RZ-1000bl		—
Getränkehalter	RZ-1010		—
Schloss inkl. Halterung (Kabellänge: 90cm)	RZ-1030		—

**GRUNDAUSSTATTUNG**
**Leichtgewichtrollator mit 136 kg Benutzerlast**

- Räder 9,5" und 8" (pannensicher)
- Schiebegriffe mehrfach höhenverstellbar
- Sitz- und Rückengurt (gepolstert)
- Netztasche
- Stockhalter
- Integrierte Feststellbremse
- Beidseitige Ankipphilfen
- Gebrauchsanweisung

 \_\_\_\_\_  
 Datum, Stempel, Unterschrift

Alle Preise inkl. 8.1 % MwSt / Änderungen vorbehalten